



## **INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

### **TOUCA DESCARTÁVEL TALGE**

**Razão social e endereço do fabricante e do importador**

**Importador:**

**TALGE DESCARTÁVEIS DO BRASIL LTDA.**

**Rua Biguaçu n° 15 – sala A – Bairro: Dos Municipios – Balneário Camboriú – Santa Catarina**

**BRASIL - Cep: 88337-450**

**CNPJ 07.439.329/0001-00**

**Fabricante:**

**WUHAN RAINBOW PROTECTIVE PRODUCTS CO. LTD**

**Room 18E, Building B, Zhongjian Plaza, No. 2-6hongnan Road, Wuchang District, Wuhan City,**

**Hubei Province , China.**

### **ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR**

**(47) 3346-2072**

**1. Apresentação:**

- **100 (cem ) unidades de Touca Descartável TALGE em caixa de papelão ou embalagens plásticas como embalagem primária.**
- **E caixas de papelão como embalagem secundária.**

**2. PRODUTO NÃO ESTÉRIL**

**3. Lote**

**4. Data de Fabricação :**

**Prazo de Validade:**



**5. Produto Médico de Uso Único . Destruir após o uso.**

**6. Condições de Armazenamento:**

**Estocar em local fresco e seco à temperatura ambiente. Proteger de exposição direta ao Sol ou luz fluorescente.**

**7. Descrição e Composição:**

**A Touca Descartável TALGE como seu próprio nome indica , é uma touca fabricada em “tecido não tecido” (T.N.T) que é formado por fibras de polipropileno . Tem nas suas bordas um elástico formado por poliéster e poliamida. Adapta-se perfeitamente à cabeça do usuário pelo ajuste do elástico de modo confortável .**

**8. Finalidade:**

**Proteger a cabeça do trabalhador e evitar a queda de cabelos nos produtos.**

**INSTRUÇÃO DE USO:**

- **Retirar a touca de sua embalagem ;**
- **Colocar a touca na cabeça a começando a partir da testa para a base da nuca**
- **Adaptar na cabeça de modo confortável.**
- **Sempre que a touca se molhar , trocar por outra.**
- **Após o uso, descartar em local apropriado para materiais potencialmente contaminados.**

**9. PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS:**

- **Não re-utilize o produto Touca Descartável TALGE.**
- **Se durante o procedimento , a touca se molhar ou se contaminar por algum tipo de respingo , trocar imediatamente por uma nova.**

**Descarte**

**Após o uso , descartar em local apropriado para materiais potencialmente contaminados.**

**Estocagem**

**Estocar em local fresco e seco à temperatura ambiente.**

**10. ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:**

**Cuidados especiais no armazenamento e transporte:**

- **Armazenar e transportar em temperatura ambiente;**



- **Armazene o produto em local limpo, seco, fresco, protegido da exposição direta da luz solar.**

**11. Nome do Responsável Técnico legalmente habilitado para a função:**

**Dra Mariane Teixeira Ramalho – CRF-SC: 12427**

**12. Cadastro do Produto perante ANVISA: 806054190002**

**13. Desempenho previsto nos Requisitos Gerais da regulamentação da ANVISA que dispõe sobre os Requisitos Essenciais de Segurança e Eficácia de Produtos Médicos, bem como quaisquer eventuais efeitos secundários indesejáveis.**

**A TOUCA DESCARTÁVEL TALGE é um produto classificado como médico-hospitalar extremamente simples, de amplo uso em unidades de saúde, hospitais, clínicas, consultórios dentários e médicos, laboratórios de manipulação, indústrias químicas, indústrias farmacêuticas, indústrias alimentícias e outros estabelecimentos que exijam o seu uso, protegendo o ambiente de contaminações externas.**

---

**Dra Mariane Teixeira Ramalho**

**Farmacêutica Responsável**

CRF-SC : 12427

---

**Antonio Gil Moraes Filho**

**Representante legal**